

SAPOFORME MILIEU HOSPITALIER 250H

Multi-surfaces DESINFECTANT – DETERGENT – DESODORISANT

(Agréé contact alimentaire)

1- PRESENTATION :

Caractéristiques et avantages: Le Sapoforme Milieu Hospitalier 250 H désinfecte, nettoie et désodorise les sols et surfaces lavables de tous locaux. Ce produit est bactéricide (tue les bactéries), fongicide (détruit les moisissures, les spores ou les champignons) et virucide (tue les virus). Sa formulation est garantie sans aldéhyde ni chlore. De plus, la forte amertume du Bitrex le sécurise contre l'ingestion accidentelle. C'est un des meilleurs rapport efficacité / prix. Son parfum à base de pin laisse une odeur fraîche après nettoyage.

Utilisation : Convient pour les sols et surfaces lavables de tous locaux (hôpitaux, cliniques, salles de sport, abords de piscines, sanitaires, établissements scolaires etc. ...) ne nécessite pas de rinçage sur les surfaces ne rentrant pas en contact avec les denrées alimentaires.

Parfum : Pin

Agréé contact alimentaire : conforme à l'arrêté du 27.10.75 relatif aux produits utilisables sur les surfaces ou matériels en contact avec les denrées alimentaire.

Conforme aux normes AFNOR :

- Bactéricide : NFT 72-150
 NFT 72-170 protéines : efficace à 2%
- NFT 72-171 eau dure 30°F : efficace à 0.75%
- NFT7 2-190 spectre 4 : efficace à 0.8%

Activité sur les salmonelles : efficace à 4% en 1 h.

Fongicide : NFT 72-201 : efficace à 1.5%

Activité sur les virus : Actif sur les virus HIV et Hépatite B et le H1N1.

Conforme aux normes Européennes :

- Bactéricide : EN 1040 : efficace 0,1% en 5 min
 EN 1276 : efficace à 1% en 5 min en présence d'albumine : 0.3g/litre.
 : efficace à 3% en 5 min en présence d'albumine : 3.0g/litre.
- Fongicide : EN 1650 en présence d'albumine : efficace à 25% en présence d'albumine
 0.3g/litre en 15 min.
- Virucide : EN 14476 à 1% sur virus grippe aviaire : H3N8



SOGAD
Produits d'hygiène et d'entretien

4 rue Edouard Quenu 75005 paris

Tel : 01 43 31 03 83 / Fax : 01 43 31 50 28 - Email : sogad@wanadoo.fr

www.sogad.fr

SAPOFORME MILIEU HOSPITALIER 250H

Multi-surfaces DESINFECTANT – DETERGENT – DESODORISANT

(Agréé contact alimentaire)

2- CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

Informations générales : Liquide limpide – odeur caractéristique
pH de la préparation : 12 +/- 0,5
Point d'éclair : 58 °C (ISO 2719)
Densité : 1,02
Hydrosolubilité : Soluble dans l'eau

3- MODE D'EMPLOI :

| APPLICATIONS | TECHNIQUES | FREQUENCES | DILUTION |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Désinfection des sols | Balayage humide, lavage à plat, faubert | Chaque jour | 1 dose de 20 ml dans 8 litres d'eau |
| Murs | Essuyage humide | Départ du malade | |
| Mobiliers et lits | | Chaque jour | |
| Lavabos, baignoires et robinetterie | Application à la lavette | | |
| Chariots | Essuyage humide | | |
| WC | Désinfection à la lavette | | 1 dose de 20 ml dans 2 litres d'eau |
| Bassins et urinoirs | Désinfection par trempage, après nettoyage et rinçage | Départ du malade | |
| Plages de piscines, vestiaires, sanitaires | Faubert, lavage à plat | Chaque jour | 1 dose de 20 ml dans 8 litres d'eau |
| Désinfection du matériel de nettoyage | Après nettoyage, faire tremper au moins 15 mn et laisser sécher. | Après chaque utilisation | |

NB : Pédiluves : piscines ou autres : doser à 1% (20 ml pour 2 litres d'eau)



SOGAD
Produits d'hygiène et d'entretien

4 rue Edouard Quenu 75005 paris

Tel : 01 43 31 03 83 / Fax : 01 43 31 50 28 - Email : sogad@wanadoo.fr

www.sogad.fr

SAPOFORME MILIEU HOSPITALIER 250H

Multi-surfaces DESINFECTANT – DETERGENT – DESODORISANT

(Agréé contact alimentaire)

6- CONDITIONNEMENT

- Sachet doses de 20 ml : Carton de 250 doses
- Bidon de 5 L : carton de 4 bidons de 5 L
- Flacon doseur (20ml) de 1 l : Carton de 12 flacons de 1 L
- Jerrycan de 20 L
- Fût de 200L



SOGAD
Produits d'hygiène et d'entretien

4 rue Edouard Quenu 75005 paris

Tel : 01 43 31 03 83 / Fax : 01 43 31 50 28 - Email : sogad@wanadoo.fr

www.sogad.fr